



Универсальное средство ухода за кожей любого типа



Крем, в состав которого входят короткие пептиды, натуральные высокоэффективные масла, аминокислоты, обеспечивает интенсивное и продолжительное увлажнение и питание кожи, позволяет сокращать мимические морщины, предупреждает и корректирует возрастные изменения, ведущие к потере четкости овала лица, обладает мощным и регенерирующими свойствами.

Крем способствует повышению местного иммунитета кожи, эффективно защищает от неблагоприятных внешних факторов, не токсичен, не имеет побочного действия.

При регулярном применении (не менее 8-ми недель) крем:

- *повышает упругость и эластичность кожи, выравнивает ее рельеф;*
- *уменьшает объем провисания по линии подбородка;*
- *корректирует глубокие и мелкие морщины на лбу, в области глаз и губ;*
- *осветляет пигментные пятна;*
- *устраняет шелушение кожи;*
- *обеспечивает красивый цвет кожи;*
- *подготавливает кожу к агрессивным воздействиям;*
- *реабilitирует кожу после термического, химического, физического воздействия.*

Способ применения:

После открытия упаковки крем хранить в холодильнике в течение 14 дней. Наносить на зону подлежащую терапии утром и вечером (не менее чем за 40 минут до сна) легкими массирующими движениями на предварительно очищенную кожу лица.

Режим дозирования:

По 2 нажатия на помпу флакона с кремом, для терапии зоны по площади равной одной ладони. Лицо - 4 нажатия, шея - 2 нажатия, декольте - 3 нажатия.

Внимание! Крем является частью системы средств регенерации и репарации Dr. Akhmerov's Plasmolifting technologies®.

При сочетании активных компонентов крема с аутологичной плазмой их действие взаимно усиливается. Обратитесь к специалисту, прошедшему обучение в академии регенеративной медицины DR. RENAT AKHMEROV®, и он поможет вам получить абсолютно уникальное персонализированное средство ухода на основе крема.

Формула универсального крема разработана в Германии под руководством разработчика технологии Plasmolifting - доктора медицинских наук, пластического хирурга Рената Ахмерова, крем произведен в ведущей лаборатории Новосибирска из высококачественных компонентов.

Контактная информация для заказа и консультации: