



Пробирки для технологии PRP Plasmolifting



Одним из ключевых факторов, обеспечивающих эффективность и безопасность проведения процедуры «Плазмолифтинг» (Plasmolifting), является использование рекомендованных Разработчиком технологии пробирок: только такие пробирки позволяют получать аутологичную плазму высочайшей степени чистоты, обладающую выраженными терапевтическими свойствами и существенно повышающую эффективность лечения.

Материалы, из которых выполнена пробирка для технологии PRP Plasmolifting, и содержащиеся в ней вещества позволяют получать плазму, пригодную для применения *in vivo*, т.е. для введения в организм человека. На внутреннюю поверхность стенок пробирки равномерно нанесен антикоагулянт - низкомолекулярный гепарин в виде натриевой соли высокой степени очистки.

- ✓ Формула разделительного геля обеспечивает формирование слоя, не позволяющего эритроцитам и лейкоцитам смешиваться с плазмой при центрифугировании.
- ✓ Пробирки соответствуют стандартам и отвечают требованиям российского и международного законодательства (регистрационные удостоверения РФ № ФСЗ 20011/09651 от 06 мая 2011 года и № ФСЗ 2008/01447 от 06 июля 2017 года, II класс опасности согласно положениям Директивы 93/42/ЕЕС «Об изделиях медицинского назначения», сертификат ISO 13485 и CE). Технология «Плазмолифтинг» (Plasmolifting) прошла официальную регистрацию, и ее применение является легальным на территориях Российской Федерации, стран СНГ и ЕС.

Пробирки для технологии PRP Plasmolifting

- ✓ содержат антикоагулянт (гепарин натрия), предотвращающий свертывание крови и препятствующий агрегации тромбоцитов;
- ✓ относятся к медицинским изделиям II класса опасности, т.е. плазма, полученная с их использованием, может применяться *in vivo*;
- ✓ содержат разделительный гель-фильтр, отделяющий тромбоцитарную взвесь от компонентов крови и позволяющий получать аутологичную плазму, обладающую выраженными терапевтическими свойствами.

В каждой коробке содержатся 50 пробирок, предназначенных для проведения процедуры PRP Plasmolifting.

Контактная информация для заказа и консультации: